



## LABORATUVARINIZIN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN



# ARCHITECT /i1000SR

- Tüm ARCHITECT /Sistemlerinde eşdeğer sonuçlar
- Kolaylıkla yapılan testler
- Hızlı STAT önceliği

Operasyon önlemleri, sınırlamalar ve tehlikeler için Kullanım Kılavuzu'na bakın. Kullanım kılavuzlarına [www.abbottdiagnostics.com](http://www.abbottdiagnostics.com) websitesinden ulaşabilirsiniz.

*Put science on your side.*

 **Abbott**  
A Promise for Life

## GELİŞMİŞ PATENTLİ TEKNOLOJİ ARTAN HASTA GÜVENLİĞİ



**ARCHITECT i1000SR**  
Reaktif Taşıyıcısı

### Cihaz Ailesine Tam Uyum

- ARCHITECT i1000SR , ARCHITECT analiz cihazları ailesinin tasarım felsefesinin bir örneğini temsil eder
- Aynı CHEMIFLEX teknolojisi, 100 test kit reaktifleri, tetkik protokolleri ve sarf malzemeleri
- Aynı ARCHITECT yazılımı
- Aynı çok amaçlı ARCHITECT numune taşıyıcısı

**Faydaları:** tüm ARCHITECT immüno-tetik cihazlarında eşdeğer hasta sonuçları ve kullanıcı açısından kolay ve tutarlı bir deneyim

### Gelişmiş Sistem ve Tetkik Dinamikleri

- Esnek tetkik protokolleri ile CHEMIFLEX teknolojisi, düşük hassasiyet sağlar ve dinamik aralıkları artırır.
- Yeni patentli yıkama kabı tasarımı ve yıkama algoritması, numune taşınmasını etkili bir şekilde kontrol altına alır (tüpten tüpe <0.1 ppm)
- Basınç ayırma teknolojisi, pıhtıları, hava kabarcıklarını ve yetersiz numune hacmini tespit ederek analitik hataları azaltır ve hasta güvenliğini artırır

**Faydaları:** klinik sonuçlarda kesinlik ve güvenilirlik


### Sorunsuz Entegrasyon

- c4000 klinik kimya analiz cihazı ile entegrasyon için tasarlanmıştır → ci4100
- Hızlı STATlar: ARCHITECT Robotic Sample Handler (RSH), “çalışır durumda yükleme” özelliğiyle hem reaktifler hem de numuneler için sürekli erişim sağlar ve isteğe göre uyarlanabilen öncelikli yuvalar sayesinde laboratuvarınızın öncelikli numune işleyebilmesini sağlar

**Faydaları:** rutin testlerinize ara vermeksizin acil numunelerin önce işlenmesini sağlar

ARCHITECT

i1000SR



Reaktiflere ve numunelere  
“çalışma esnasında yükleme”  
erişimi

ARCHITECT c4000 cihazı, ARCHITECT i1000SR cihazı ile entegre edildiğinde, tek bir platformda hem klinik kimya hem de immünotetik testlerini çalıştırabilirsiniz.



+



=

